

BM-2100 振动球磨仪



/// 生命科学仪器系列

/// 产品介绍

外观简洁大方，功能多样。采用双摆动研磨方式，适用于多种样品组织的研磨工作。采用微电脑系统控制，输出更精准。触摸屏显示操作，简单舒适。存储多段程序，配备多种适配器，使研磨变得更简便高效。适用于生物学、化学、药理学、矿物质、医学等多种实验前处理领域。



/// 产品特点

- 增强型电机、进口轴承、无极调速；
- 触摸屏控制、自定义程序存储、开盖保护；
- 高效研磨、免保养、运行平稳；
- 透明前盖、漏液防护、污染隔离；
- 可更换不同适配器，备有各类适配器可供选配。

/// 产品技术参数

型号	BM-2100	减速时间	2秒内
转速设置	180rpm-2100rpm	研磨方式	湿磨，干磨
工位数量	2个	适配器材质	POM/ 尼龙 / 铝合金
进料尺寸	根据适配器规格设置	定制研磨管材质	聚四氟乙烯 / 不锈钢
出料粒度	~5μm	电源	AC200 ~ 240V 50/60Hz
研磨球直径	0.1-30mm	外形尺寸 (W×D×H)	530mmX350mmX311mm
加速时间	2秒内		
样品容量	96*2ml / 64*2ml / 48*2ml / 16*2ml / 10*5ml / 2*15ml(定制研磨管) / 2*25ml(定制研磨管) / 2*50ml(定制研磨管) / 8*50ml (标准研磨管)		

/// 配件

	研磨管额定容积	样品量	最大进样尺寸	研磨球大小	研磨球数量	材质
研磨珠 Grinding Bead	1.5ml	0.2-0.5	1	3mm	1-2	不锈钢
	2ml	0.2-0.5	1	5mm	1-2	不锈钢
	5ml	0.5-2.0	2	7mm	1-2	不锈钢
	15ml	2.0-4.0	5	10mm、15mm	1	不锈钢
	25ml	4.0-10.0	6	15mm	1	不锈钢
	35ml	6.0-15.0	6	15mm、20mm	1	不锈钢
	50ml	8.0-20.0	8	25mm	1	不锈钢