

SH-6 样品均质仪



/// 生命科学仪器系列

/// 产品介绍

外观小巧，操作方便。采用三维运动方式，适用于多种样品组织的研磨工作。触摸屏显示操作，简单舒适。高转速，使研磨变更充分更省时。适用于生物学、化学、药理学、矿物质、医学等多种实验前处理领域。



/// 产品特点

- 增强型电机、进口轴承、触摸屏控制；
- 高速研磨、运行平稳、噪音低；
- 调速范围广、自定义程序存储、开盖保护；
- 透明上盖，操作简单。

/// 产品技术参数

型号	SH-6	减速时间	2 秒内
转速设置	2450rpm-4450rpm	研磨方式	湿磨，干磨
样品容量	6*2ml / 2*5ml	适配器材质	POM/ 尼龙
进料尺寸	根据适配器规格设置	安全防护	开盖急停
出料粒度	~5 μ m	电源	AC200 ~ 240V 50/60Hz
研磨球直径	0.1-5mm	外形尺寸 (W×D×H)	351mmX215mmX202mm
加速时间	2 秒内		

/// 配件

	规格	容量	材质
研磨珠 Grinding Bead	3mm	50ml	不锈钢
	5mm	50ml	不锈钢