

SH-6 样品均质仪



/// 研磨仪系列

/// 产品介绍

外观小巧，操作方便。采用三维运动方式，适用于多种样品组织的研磨工作。触摸屏显示操作，简单舒适。高转速，使研磨变更充分更省时。适用于生物学、化学、药理学、矿物质、医学等多种实验前处理领域。



/// 产品特点

- 增强型电机、进口轴承、触摸屏控制；
- 调速范围广、自定义程序存储、开盖保护；
- 双工位运行；
- 高效研磨、运行平稳、噪音低；
- 透明上盖，操作简单。

/// 产品技术参数

| | | | |
|-------|-----------------|--------------|----------------------|
| 型号 | SH-6 | 减速时间 | 2秒内 |
| 转速设置 | 2450rpm-4450rpm | 研磨方式 | 湿磨，干磨 |
| 样品容量 | 6*2ml / 2*5ml | 适配器材质 | POM/ 尼龙 |
| 进料尺寸 | 根据适配器规格设置 | 安全防护 | 开盖急停 |
| 出料粒度 | ~5 μ m | 电源 | AC100 ~ 240V 50/60Hz |
| 研磨球直径 | 0.1-5mm | 功率 | 250W |
| 加速时间 | 2秒内 | 外形尺寸 (W×D×H) | 351mmX215mmX202mm |

/// 可更换试管座

| 适配器名称 | 图片 | 研磨管类型 | 可放置试管数 | 试管座材质 |
|---------|----|-------|--------|---------|
| 5ml 试管座 | | | 1 | PC (白色) |
| 2ml 试管座 | | | 3 | PC (白色) |

备注：试管座需要配对使用